

GripAble Pro

Rehabilitering gennem spil bidrager til patienternes engagement og motivation. Repetitiv træning til neurorehabilitering anbefales for at opnå de bedste resultater. Gripable indeholder personlige aktiviteter, der hjælper med at øge bevægelsesområdet og grebsstyrken.

- Flere aktivitetsniveauer til individuel vurdering - kan tilpasses til fysiske og kognitive mål.
- Overvåg patientens fremskridt på afstand med feedback og rapporter i realtid.
- Fem indstillinger til at evaluere forskellige aspekter af patientens greb.
- Let og bærbar.
- Fungerer godt sammen med Jamar ICC 0.90.

Alle tests kan udføres i isometrisk og isotonisk tilstand. Forudberegnete resultater inkluderer gennemsnit og standardafvigelse og opsummeres i rapporter. Overholder ASHT's vurderingsanbefalinger.



Art.nr.	Model
406210000	GripAble PRO