

VACO®pedes

OPED VACO®pedes giver immobilisering af forfoden med fuld ankelmobilitet og optimal trykaflastning i for- og mellemfoden. Vakuumpuden sikrer optimal og individuel tilpasning, selv i tilfælde af hævelse, og giver høj stabilitet. Den rullende sål fremmer et fysiologisk og sikkert gangmønster.

OPED's patenterede vakuumteknologi er et moderne alternativ til gips. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler som omslutter den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden med en pumpe, bliver den hård som gips. Vakuumpuden former sig perfekt efter patientens anatomi og kan justeres for at tilpasse sig hævelse og muskelatrofi.

Den kan tilpasses med kun tre størrelser. Udskiftelige indlæg for bedre hygiejne og komfort og en aftagelig sål for bedre rengøring. Røntgengennemtrængelig.

Anvendelsesområde

Metatarsale frakturer I - IV, Hammer- og klo-tæer, Hallux valgus / rigidus, Lapidus-kirurgi, Arthrodeese af metatarsale led.



Art.nr.	Model	Størrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfods- bredde	Fodlængde	Skostørrelse
476340011	VACOpedes	Small	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm	-
476340012	VACOpedes	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm	-
476340013	VACOpedes	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm	-
476430011	VACOpedes-sæt - for længere brugstid	Small	I	14-29 cm	10 cm	22-25 cm	35-40
476430012	VACOpedes-sæt - for længere brugstid	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm	-
476430013	VACOpedes-sæt - for længere brugstid	Large	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm	-
476590011	Frottépolstring	Small	-	-	-	-	-
476590012	Frottépolstring	Medium	-	-	-	-	-
476590013	Frottépolstring	Large	-	-	-	-	-