SELECTION® Optima Wrap



SELECTION® Optima Wrap anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse. Optima levereres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led.
Hyperekstensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer.
Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning for optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Bevægelsesinterval ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Anvendelsesområde
Middel hyperekstension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer
Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Mål
Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella
Mål 2: Knæmål midt-patella
Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Farve	Mål 1	Mål 2	Mål 3
357030010	X-Small	Bilateral	Sort	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
357030011	Small	Bilateral	Sort	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
357030115	Small Plus	Bilateral	Sort	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
357030012	Medium	Bilateral	Sort	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
357030125	Medium Plus	Bilateral	Sort	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
357030013	Large	Bilateral	Sort	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
357030135	Large Plus	Bilateral	Sort	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
357030014	X-Large	Bilateral	Sort	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
357030145	X-Large Plus	Bilateral	Sort	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm
357030015	XX-Large	Bilateral	Sort	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm
357030155	XX-Large Plus	Bilateral	Sort	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm