# Binky universalled



Et universalled, uden fleksion/ekstensionstop, er beregnet til at anvende parvis ved ortosefremstilling i termoplast eller sammen med et andet led. Binky kan anvendes både til børn og voksne til håndled, albue eller ankelleddet. Binky findes i to størrelser og leveres parvis. Størrelse Small skal anvendes til mindre led ( vægtbelastning < 35 kg) og størrelse Large for større led ( vægtbelastning > 35 kg). Ansvarlige læge ordinerer ortosen og bestemmer behandlingsforløbet.

## Anvendelsesområde

Paralytisk syndrom

| Art.nr. | Længde | Pakke | Bredde | Tykkelse |
|---|---|---|---|---|
| 696880011 | 62 mm | 1 par | 12 mm | 2,5 mm |
| 696880013 | 76 mm | 1 par | 18 mm | 2,5 mm |